

## Erlenmeyerkolben aus PP



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Kolben](#) / [Erlenmeyerkolben](#) / [Erlenmeyerkolben aus PP](#)

### Produktdaten

Mit Schraubverschluss, graduiert, für Lebensmittel geeignet

Art.-Nr.	Volumen	GL	Preis
15.1460.01	50 ml	40	CHF 11.55
15.1461.01	100 ml	40	CHF 12.90
15.1463.01	250 ml	52	CHF 15.85
15.1464.02	500 ml	52	CHF 18.80
15.1465.01	1000 ml	52	CHF 23.45

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 28.04.2024 um 20:48 Uhr.