

## Messkolben aus PP



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Kolben](#) / [Messkolben](#) / [Messkolben aus PP](#)

### Produktdaten

Mit Stopfen aus HDPE, transparent, hohe Chemikalienbeständigkeit, Klasse B

- Für Lebensmittel geeignet

Art.-Nr.	Volumen	Stopfen NS	Preis
15.1480.08	25 ml	10/19	CHF 13.90
15.1481.07	50 ml	12/21	CHF 16.55
15.1482.05	100 ml	14/23	CHF 17.50
15.1483.01	250 ml	14/23	CHF 20.15
15.1485.05	500 ml	19/26	CHF 22.90
15.1486.01	1000 ml	24/29	CHF 28.50

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 01.05.2024 um 16:35 Uhr.