

Rechteck-Behälter aus HDPE

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / Rechteck-Behälter aus HDPE

Produktdaten

Weiss, Art.-15.3005.02 mit seitlichen Löchern

Art.-Nr.	Innenmasse (BxTxH)	Aussenmasse LxBxH	Gewicht	Inhalt	Preis
15.1601.09	535x450x430 mm	600x500x445 mm	4300 g	100 l	CHF 111.90
15.1602.06	380x280x195 mm	440x315x200 mm	1070 g	20 l	CHF 21.15
15.1603.01	560x330x280 mm	625x365x285 mm	2150 g	50 l	CHF 40.65
15.1604.06	650x380x320 mm	725x440x330 mm	3170 g	80 l	CHF 58.15
15.3001.01	390x290x90 mm	430x320x95 mm	630 g	10 l	CHF 20.85
15.3003.01	515x325x100 mm	540x350x110 mm	1070 g	16 l	CHF 35.40
15.3004.02	700x400x200 mm	760x440x205 mm	2860 g	55 l	CHF 59.10
15.3005.02	515x325x100 mm	540x350x110 mm	1000 g	16 l	CHF 36.25

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 21:21 Uhr.

www.huberlab.ch