


Mikrotiterplatten-Schüttler TiMix 5 + TiMix 5 control Bühler

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Probenhandling](#) / [Schütteln](#) / [Mikrotiterplattenschüttler](#) / Mikrotiterplatten-Schüttler TiMix 5 + TiMix 5 control Bühler

Produktdaten

Control-Geräte mit Digitalanzeige, bestmögliche Durchmischung kleiner Probenmengen, max. Beladung 5 kg, Schüttelfläche 400 x 300 mm, Laufzeit: programmierbar oder Dauerbetrieb (Control-Geräte) bzw. Zeitschaltuhr: 0 – 120 min. oder Dauerbetrieb (Analog-Geräte), Masse (B x T x H) 510 x 490 x 150 mm, 230 V, 50/60 Hz. Lieferumfang: Basisgerät ohne Schwingplatte, ohne Aufsatz. Thermostatisierung der Proben durch Inkubationshaube TH 15 möglich

Art.-Nr.	Typ	Bewegungsart	Orbit	Drehzahl	Preis
17.3322.00	TiMix 5	kreisend	3 mm	100 - 1400 U/min	CHF 3'032.90
17.3322.01	TiMix 5 control	kreisend	3 mm	100 - 1400 U/min	CHF 4'503.20

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.3322.02	Zubehör und Optionen für Mikrotiterplatten-Schüttler TiMix 2 + TiMix 5 Bühler	ab CHF 175.50

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 20:28 Uhr.