

Fasstrichter

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Glasbauteile & Zubehör](#) / [Trichter](#) / [Trichter, Pulvertrichter & Büchner](#) / [Fasstrichter](#)

Produktdaten

Aus PP transparent, schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel

- Praktischer Griff zum Einhängen
- Geeignet zum Abfüllen grosser Flüssigkeitsmengen
- Als Zubehör optional erhältlich: Siebeinlage aus Edelstahl und Aluminium, die jedoch nicht als Lebensmittelbedarfsgegenstand zugelassen ist

Art.-Nr.	Auslauf-Ø	Vol.	H x D	Preis
15.1012.07	22 mm	1300 ml	200 x 200 mm	CHF 10.75
15.1012.10	30 mm	3200 ml	250 x 260 mm	CHF 18.40
15.1012.11	35 mm	12500 ml	440 x 350 mm	CHF 38.70

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
15.4209.01	Siebeinlage zu Fasstrichter	ab CHF 6.25

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 05.05.2024 um 03:13 Uhr.

www.huberlab.ch