


## Messkolben opak Klasse A mit eingefärbter Schraubkappe



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Kolben](#) / [Messkolben](#) / Messkolben opak Klasse A mit eingefärbter Schraubkappe

### Produktdaten

Aus PMP, UV-absorbierend, hochtransparent und zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Substanzen, mit individuell auf 'In' justierter Ringmarke, Toleranzen der Klasse A entsprechend DIN EN ISO 1042 und mit aufgedruckter Lotnummer und Chargenzertifikat. Thermische Belastungen bis 121°C (autoklavierbar) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60°C empfohlen.

Art.-Nr.	Vol.	Tol. +/-	Gewinde	Preis
15.6700.01	10 ml	0,04 ml	18	CHF 43.90
15.6710.02	25 ml	0,04 ml	18	CHF 46.10
15.6720.01	50 ml	0,06 ml	18	CHF 50.60
15.6730.01	100 ml	0,10 ml	18	CHF 54.90
15.6740.02	250 ml	0,15 ml	25	CHF 65.90
15.6750.02	500 ml	0,25 ml	25	CHF 78.10
15.6760.02	1000 ml	0,40 ml	32	CHF 68.50

### Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 12.05.2024 um 14:02 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)