

Mini Zentrifuge Greiner Bio-One



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Zentrifugation](#) / [Zentrifugen](#) / [Klein-Zentrifugen](#) / [Mini Zentrifuge Greiner Bio-One](#)

Produktdaten

Ideal für schnelles Zentrifugieren von Reaktionsgefässen und PCR-Röhrchen. Das sanfte Bremssystem wird aktiviert, sobald der Deckel geöffnet wird, sodass die Zentrifuge innerhalb einer Sekunde zum Stillstand kommt. Der Röhrchen-Rotor wird durch einen Rotor mit erhöhter Kapazität für 0.2 ml PCR-Streifen oder 0.5 ml PCR-Röhrchen, der sich im Boden der Zentrifuge befindet, ergänzt. Der Rotor kann durch ein einfaches «Click-in» System ausgetauscht werden.

- Rotor erreicht sofort 6'000 rpm
- Kommt innerhalb einer Sekunde zum Stillstand
- Kompatible mit Greiner Bio-One PCR-Tubes und Reaktionsgefässen
- Kapazität: 8 x 1.5 / 2.0 ml Tubes, 4 x PCR-Strips (8 x 0.2 ml) oder 32 x 0.5 ml PCR-Tubes

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
7.843 070	Mini-Zentrifuge, Drehzahl 6.000 U/min/2.000 x g, Kapazität 8 x 1,5 / 2,0 mL Röhrchen, 4 x PCR-Streifen (8 x 0,2 mL) oder 32 x 0,5 ml PCR-Gefässe	CHF 633.29

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 29.04.2024 um 03:05 Uhr.

www.huberlab.ch