

Entris® Analysenwaagen / Präzisionswaagen Sartorius

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Wägen](#) / [Waagen](#) / [Entris® Analysenwaagen](#) / [Präzisionswaagen Sartorius](#)

Produktdaten

Einfache Bedienung

Basic-Applikationen

Leichte Reinigung

Hohe Messgenauigkeit


Interne Justierung (i-Modelle)

Art.-Nr.	Typ	Wägebereich	Ablesbarkeit	Waagschale	Preis
17.9628.05	224-1S	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	CHF 2'291.50
17.9628.51	---	---	---	---	CHF 2'238.70
19.8402.00	---	---	---	---	CHF 1'023.75
19.8402.01	---	---	---	---	CHF 735.70

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.9627.04	Zubehör zu Sartorius Waagen	ab CHF 40.50
17.1033.20	Labor-Gefrierschrank Froster Labex® 730 PRO-ACTIVE Liebherr	ab CHF 10'092.06

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 27.04.2024 um 17:29 Uhr.