

Zubehör zu Sartorius Waagen

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikrobiologie](#) / [Nährmedienzubereitung](#) / [Waagen & Zubehör](#) / [Zubehör zu Sartorius Waagen](#)

Produktdaten

Art.-Nr.	Typ	Preis
17.9627.04	Standard GLP Messwertdrucker YDP40	CHF 794.90
17.9627.06	Akkusatz für Standard Laborwaagen	CHF 639.35
17.9627.07	Datenkabel Mini USB / USB A	CHF 64.10
17.9627.08	Datenkabel Mini USB / RS232 9-polig	CHF 64.50
17.9627.09	Dichtebestimmungs-Set für Analysewaagen	CHF 1'078.55
17.9627.10	Dichtebestimmungs-Set für Präzisionswaagen	CHF 947.50
17.9627.11	Windschutzring für Analysewaagen	CHF 725.75
17.9627.24	Arbeitsschutzhaube für Modelle mit rechteckiger Waagschale	CHF 58.00
17.9627.25	Arbeitsschutzhaube für Modelle mit runder Waagschale	CHF 40.50
17.9627.30	---	CHF 64.15
17.9629.18	---	CHF 116.00
17.9629.22	---	CHF 116.00
17.9629.23	---	CHF 49.90

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 09.05.2024 um 09:27 Uhr.

www.huberlab.ch