

Bottle Top Filter Membrane aus PES (blau) Nalgene®



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikrobiologie](#) / [Nährmedienzubereitung](#) / [Sterilfiltration](#) / Bottle Top Filter Membrane aus PES (blau) Nalgene®

Produktdaten

Führen Sie Sterilfiltrationen von Zellkulturmedien, Serum, Additiven und Puffern mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-BottleTop-Filtern mit PES-Membran durch. Der Filter ermöglicht schnelle Flussraten, einen hohen Durchsatz für eine erhöhte Filtrationseffizienz ermöglicht durch ein exklusives Rapid-Flow Membranstützsystem.

Merkmale:

- Markiert mit Katalognummer, Membrantyp, Porengröße, Chargennummer und Verfallsdatum für vereinfachte Rückverfolgbarkeit
- Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren.
- Permanente Graduierungen zum einfachen Ablesen des Probenvolumens.
- Seitlicher Schnellverschluss-Schlauchadapter für einfachen Wechsel zwischen Filtereinheiten
- Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei

PES-Membranen (Polyethersulfon):

- PES gilt als die beste Membran für Zellkulturflüssigkeiten. Es hat die niedrigste Proteinbindung zur Aufrechterhaltung des Proteingleichgewichts und den niedrigsten Anteil an extrahierbaren Substanzen zur Erhaltung der Medienreinheit.
- Die asymmetrische PES-Membran und das firmeneigene Rapid-Flow Membranstützsystem bieten schnelle Durchflussraten und großen Gesamtdurchsatz für erhöhte Filtrationseffizienz.
- Verwenden Sie 0,2 µm-Membranen für die Sterilfiltration und 0,45 µm-Membranen für die Klärfiltration und Partikelentfernung.

Lieferumfang:

Graduierter Polystyrolbehälter; blaues Verbindungsstück mit seitlichem belüftetem Schnellverschluss-Schlauchadapter (Cellulosestopfen); Membranen mit 50, 75, und 90 mm Durchmesser; Gewinde an der Unterseite zum Aufschrauben auf Flaschen mit Halsgrößen von 33 oder 45 mm.

ACHTUNG: Verwenden Sie nur sterile Flaschen, die für die Verwendung mit Vakuum geeignet sind. Verwenden Sie bei Vakuumanwendungen immer eine Schutzvorrichtung.

Art.-Nr.	Volumen	Porengrösse	Hals-D	Preis
12.2950.75	500 ml	0,45 µm	33 mm	CHF 168.90
12.2960.76	150 ml	0,45 µm	33 mm	CHF 120.20
12.3500.01	150 ml	0,2 µm	33 mm	CHF 113.15
12.3500.02	150 ml	0,2 µm	45 mm	CHF 113.15
12.3500.03	500 ml	0,2 µm	33 mm	CHF 157.20
12.3500.04	500 ml	0,2 µm	45 mm	CHF 157.20
12.3500.05	1000 ml	0,2 µm	33 mm	CHF 307.90
12.3500.06	1000 ml	0,2 µm	45 mm	CHF 307.90
12.4545.05	500 ml	0,45 µm	45 mm	CHF 168.90
12.9645.45	150 ml	0,45 µm	45 mm	CHF 120.20

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 16:25 Uhr.