

Real-Time PCR Gefässe 8er-Strips Eppendorf

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Genomics](#) / [Amplifikation](#) / [PCR Strips](#) / [Real-Time PCR Gefässe 8er-Strips Eppendorf](#)

Produktdaten

real-time PCR Tube Strips

- Weiße Wells für bessere Reflexion
- Hohe mechanische Stabilität
- Extrem dünne Wände für optimale Wärmeübertragung

Masterclear Cap Strips

- Inverted Dome verhindert Zerkratzen der optischen Oberfläche
- Inverted Dome reduziert das Volumen der Gefäße
- Optimiert für maximale Lichttransmission

Art.-Nr.	Beschreibung	Verpackung	Preis
11.1328.74	Masterclear Cap Strips	10 x 12 Stk.	CHF 130.20
11.1328.82	Tube Strips ohne Masterclear Cap Strips	10 x 12 Stk.	CHF 214.50
11.1328.90	Masterclear Cap Strips und Tube Strips	10 x 12 Stk.	CHF 339.75

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 05.05.2024 um 13:39 Uhr.

www.huberlab.ch