

Reaktionsgefäße mit Deckelverriegelung



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefäße](#) / [Röhrchen](#) / [Reaktionsgefäße](#) / Reaktionsgefäße mit Deckelverriegelung

Produktdaten

Mehr Sicherheit für wertvolle Proben!

Die neuen Reaktionsgefäße verfügen über eine zusätzliche Deckelverriegelung, um besonders hohe Dichtheit zu erzielen und das unbeabsichtigte Öffnen des Deckels zu vermeiden!

- Autoklavierbar bei 121 °C und 2 bar (DIN EN 285)
- Zentrifugierbar bis zu 30.000 g
- Produziert unter Reinraumbedingungen ISO 14 644-1 Klasse 8
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem medical grade Polypropylen
- Teilung zum ungefähren Ablesen des Volumens
- Mattierte Beschriftungsflächen an Deckel und Gefäß

Art.-Nr.	Vol.	Aussendurchmesser	Preis
7.780536	0,5 ml	10 mm	CHF 38.15
7.780540	1,5 ml	12,8 mm	CHF 66.35
7.780546	2,0 ml	12,8 mm	CHF 40.05

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 09:59 Uhr.

www.huberlab.ch