

Urinbecher mit Stülpdeckel



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Probenahme](#) / [Urin](#) / [Urinsammlung](#) / [Urinbecher mit Stülpdeckel](#)

Produktdaten

Aus PP, Stülpdeckel aus PE.

Zur sauberen und hygienischen Handhabung von Urinproben ohne Geruchsbelästigung. Der Deckel schließt durch einfaches Aufdrücken und braucht im Labor nicht geöffnet zu werden. Einfach den Nippel im Deckel aufschneiden und Teststreifen einführen bzw. Inhalt ausgießen.

CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.

Art.-Nr.	Ausführung	Vol.	Teilung	Preis
3.4413.12	Becher + Deckel	125 ml	25 ml	CHF 0.20

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 09:17 Uhr.