

Vierkant Laborflaschen GL 80, Braunglas SIMAX

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Probenahme](#) / [Laborflaschen](#) / Vierkant Laborflaschen GL 80, Braunglas SIMAX

Produktdaten

Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 Simax, mit Kappe und Ring

- Gemäss ISO 4796-1
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung
- Hohe Temperaturwechselbeständigkeit
- Autoklavierbar bei 121°C
- Sterilisierbar (Dampf 134°C)
- Nicht geeignet für Arbeiten unter Druck oder Vakuum
- Mit Chargenkennung (Retrace Code) zur Rückverfolgbarkeit
- Weisse Graduierung
- Mit DIN Gewinde GL 80
- Komplett mit Ausgießring und Schraubverschluss aus blauem Polypropylen (Tmax. 140 °C)

Art.-Nr.	Volumen	Gewinde	H x D	Preis
9.0062.44	500 ml	80	139 x 94 x 94 mm	CHF 47.95
9.0062.54	1000 ml	80	185 x 105 x 105 mm	CHF 54.55
9.0062.63	2000 ml	80	258 x 115 x 115 mm	CHF 73.50
9.0062.73	5000 ml	80	357 x 160 x 160 mm	CHF 381.15

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 21:06 Uhr.

www.huberlab.ch