

Mikro-Homogenisatoren-Set Wheaton



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikrobiologie](#) / [Probenvorbereitung](#) / [Homogenisatoren](#) / Mikro-Homogenisatoren-Set Wheaton

Produktdaten

- Hergestellt aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit niedrigem Gehalt an extrahierbaren Stoffen
- Komplettsset mit 7 Mikro-Homogenisatoren
- Verpackt in Polyethylen-Koffer mit Schaumstoffeinlage
- Ersatzteile sind separat erhältlich
- Autoklavierbare Gewebe-Homogenisatoren

Art.-Nr.	Preis
8.3582.04	CHF 1'023.15

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 00:06 Uhr.