

## Mikro-Homogenisator mit Abstandhalter aus PTFE Wheaton



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikrobiologie](#) / [Probenvorbereitung](#) / [Homogenisatoren](#) / Mikro-Homogenisator mit Abstandhalter aus PTFE Wheaton

### Produktdaten

- Der Abstandhalter aus PTFE dient als Führung für das Pistill und verringert Aerosolbildung
- Mit fein geschliffenem Glaspistill und Gefäss
- Hergestellt aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit niedrigem Gehalt an extrahierbaren Stoffen
- Autoklavierbar

| Art.-Nr.  | Vol.   | Preis      |
|-----------|--------|------------|
| 8.3578.48 | 0,2 ml | CHF 191.20 |

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 01.05.2024 um 16:41 Uhr.