

Samplepack Reaktionsgefässe Greiner Bio-One



Produkt im eShop

Startseite / [Marken](#) / [Greiner Bio-One](#) / Samplepack Reaktionsgefässe Greiner Bio-One

Produktdaten

- Hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- In verschiedenen Grössen lieferbar
- Für Eppendorf-, Vitatron- und Roche-Systeme erhältlich
- Braunes Reaktionsgefäss für lichtempfindliches Probenmaterial
- Art.-Nr. 7.616 2XX mit flachem Deckel zur einfachen Beschriftung

Reaktionsgefässe

- Übersicht: Maximale Zentrifugierbarkeit im Technischen Anhang
- Farbige Versionen von Art.-Nr. 7.623 201 auf Anfrage erhältlich
- Sterile Versionen von Art.-Nr. 7.717 201 und 7.722 201 (inkl. Deckel) auf Anfrage erhältlich

Samplepack enthält: [7.667 201](#), [7.616 201](#), [7.616 283](#) und [7.623 201](#)

Art.-Nr.	Preis
7.616 999	gratis

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 01:04 Uhr.