

Autoklavierbeutel transluzent, aus PP Ratiolab

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikrobiologie](#) / [Beutel](#) / Autoklavierbeutel transluzent, aus PP Ratiolab

Produktdaten

- autoklavierbar bis 134 °C, zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden

Art.-Nr.	Nominalfassung	B x L	Folienstärke	Preis
7.7001.00	2,5 l	200 x 300 mm	0,05 mm	CHF 11.25
7.7001.10	6 l	300 x 500 mm	0,05 mm	CHF 246.95
7.7001.15	22 l	400 x 780 mm	0,05 mm	CHF 239.85
7.7001.20	32 l	600 x 800 mm	0,05 mm	CHF 288.80
7.7001.21	32 l	600 x 800 mm	0,05 mm	CHF 59.65
7.7001.22	32 l	600 x 800 mm	0,10 mm	CHF 208.60
7.7001.30	72 l	700 x 1100 mm	0,05 mm	CHF 280.00
7.7001.31	72 l	700 x 1100 mm	0,05 mm	CHF 70.35
7.7001.32	72 l	700 x 1100 mm	0,10 mm	CHF 179.36

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
7.7001.40	Tischständer für Autoklavierbeutel	ab CHF 22.05

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 17.05.2024 um 00:16 Uhr.

www.huberlab.ch