

Samplepack YOUTILITY Etiketten DURAN® DWK

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Probenahme](#) / [Laborflaschen](#) / [Samplepack YOUTILITY Etiketten DURAN® DWK](#)

Produktdaten

Weiss, bedruckbar und selbstklebend

- Etikettgrösse: 36 x 70 mm
- Breiter Temperaturbereich macht sie ideal für den Einsatz in Kühlschränken, Gefrierschränken, Autoklaven, Inkubatoren und Wasserbädern
- Kann mit Bürodruckern und Kopierern bedruckt oder mit technischen Laborstiften beschriftet werden
- Die Etiketten haben eine hohe Klebekraft, sind aber abziehbar und leicht zu entfernen, was Zeit bei der Reinigung spart
- Eine kostenlose, benutzerfreundliche Web-App zur individuellen Gestaltung von Etiketten ist verfügbar
- Chemisch beständig gegen viele typische Laborchemikalien und Lösungsmittel
- Die Etiketten sind nicht gesundheitsgefährdend

Samplepack enthält: [8.5827.94](#)

Art.-Nr.	Preis
8.5817.99	gratis

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 19:02 Uhr.