

Messzylinder Super Duty DURAN® DWK

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Zylinder](#) / [Messzylinder](#)
/ [Messzylinder Super Duty DURAN® DWK](#)

Produktdaten

niedrige Form, Klasse B, mit Skala und Sechskantfuss

- Entspricht der ISO-Norm 4788
- Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Höhere Schlagfestigkeit, mechanische Festigkeit und Stabilität durch verstärkten Rand
- Durch die verringerte Bruchgefahr wird das Verletzungsrisiko minimiert und die Sicherheit für den Benutzer erhöht
- Wirtschaftlich durch längere Lebensdauer und hervorragenden Korrosionsschutz
- Niedrige Form, mit Sechskantfuss
- Leicht ablesbare Skala mit Teilstrichen zum Abschätzen des Inhalts
- Aufgebrannte, hochbeständige weisse Keramik

Art.-Nr.	Vol.	Aussendurchmesser	Beschreibung	Teilung	Preis
9.1108.24	100 ml	39 mm	Fehlergrenze 1 ml	2 ml	CHF 119.30
9.1108.36	250 ml	54 mm	Fehlergrenze 2 ml	5 ml	CHF 153.90
9.1108.44	500 ml	66 mm	Fehlergrenze 5 ml	10 ml	CHF 193.20
9.1108.54	1000 ml	85 mm	Fehlergrenze 10 ml	20 ml	CHF 284.20

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 08:09 Uhr.

www.huberlab.ch