

Probenbeutel, PE, steril, frei stehend Whirl-Pak®

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Probenahme](#) / [Probenbeutel](#) / Probenbeutel, PE, steril, frei stehend Whirl-Pak®

Produktdaten

Leichteres Handling von Proben, da der Boden sich beim Befüllen auffaltet und der Beutel dann völlig frei und aufrecht stehen kann. Der Anwender hat somit beide Hände für seine Arbeit frei zur Verfügung. Es wird kein Rack oder eine andere Halterung benötigt. Der Beutel steht stabil wie ein Becher oder eine Flasche, ist

- kostengünstiger
- steril
- nicht zerbrechlich
- platzsparend
- mit Beschriftungsfeld, leicht und sauber zu beschriften

Temperaturbereich -210°C bis +82°C

Art.-Nr.	Kapazität	L x B	Stärke	Preis
15.1129.70	118 ml	185 x 75 mm	0.064 mm	CHF 153.00
15.1129.71	532 ml	230 x 115 mm	0.076 mm	CHF 201.55
15.1129.72	710 ml	230 x 150 mm	0.076 mm	CHF 315.00
15.1129.73	1242 ml	380 x 150 mm	0.102 mm	CHF 344.90
15.1129.74	1065 ml	380 x 125 mm	0.102 mm	CHF 180.00
15.1129.75	2041 ml	380 x 190 mm	0.102 mm	CHF 240.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 09.05.2024 um 07:59 Uhr.

www.huberlab.ch