

Transportwagen aus Edelstahl DURAN® DWK



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Probenahme](#) / [Laborflaschen](#) / Transportwagen aus Edelstahl DURAN® DWK

Produktdaten

- Für 10- oder 20-Liter-Flaschen (nur 2 Größen erhältlich)
- Voll kompatibel mit dem Tragesystem
- Reinigungsfreundliche, spaltfreie Konstruktion
- Optional erhältliche Handgriffe erleichtern die Handhabung

Zubehör: Silicone Flaschenbodenschutz für Transportwagen 10 / 20 Liter

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
8.2928.10	DURAN® Silicone Flaschenbodenschutz für Transportwagen 10 Liter. Gelb	CHF 34.05
8.2928.11	DURAN® Silicone Flaschenbodenschutz für Transportwagen 20 Liter. Gelb	CHF 81.50
8.2928.12	Transportwagen für 10L DURAN® GL 45 Flasche	CHF 1'411.90
8.2928.13	Transportwagen für 20L DURAN® GL 45 Flasche	CHF 1'553.25
8.2928.14	Handgriffe für Transportwagen 10 Liter	CHF 688.50
8.2928.15	Handgriffe für Transportwagen 20 Liter	CHF 730.05

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 05.05.2024 um 10:58 Uhr.

www.huberlab.ch