

## EPPENDORF - Einzelgefäßhalter, für 1 konisches Gefäß 25 oder 50 ml



 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikrobiologie](#) / [Nährmedienzubereitung](#) / [Flaschen, Gefässe & Röhren](#) / EPPENDORF - Einzelgefäßhalter, für 1 konisches Gefäß 25 oder 50 ml

### Produktdaten

Racks sind ideal für Verarbeitung, Transport und die kurz- bis mittelfristige Lagerung von Proben.

- Für 1 konisches Gefäß, 25 mL oder 50 mL
- 4 Stück
- Weiß
- Autoklavierbar

Art.-Nr.	Preis
11.3813.13	CHF 28.00

### Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
11.3813.01	Zentrifugenröhrchen Eppendorf 25 ml	ab CHF 69.20

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 01.05.2024 um 10:22 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)