

Erlenmeyerkolben enghalsig RASOTHERM®



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Flaschen](#) /
Erlenmeyerkolben enghalsig RASOTHERM®

Produktdaten

Aus Borosilikatglas 3.3 weltweit nach Vorgaben der aktuellen ISO Normen gefertigt und für die gängigsten Laboranwendungen geeignet

- Borosilikatglas 3.3
- ISO 1773
- Mit Graduierung
- Hitzebeständig, temperaturwechselbeständig,
- Chemisch resistent

Art.-Nr.	Volumen	Aussen-Ø Hals	Höhe x Aussen-D	Stk./Verp.	Preis
9.4206.14	25 ml	22 mm	75 x 42 mm	10	CHF 63.00
9.4206.17	50 ml	22 mm	90 x 51 mm	10	CHF 36.00
9.4206.24	100 ml	22 mm	105 x 64 mm	10	CHF 25.00
9.4206.32	200 ml nicht in ISO enthalten ml	34 mm	135 x 79 mm	10	CHF 41.00
9.4206.36	250 ml	34 mm	145 x 85 mm	10	CHF 32.00
9.4206.39	300 ml nicht in ISO enthalten ml	34 mm	160 x 87 mm	10	CHF 31.00

9.4206.44	500 ml	34 mm	180 x 105 mm	10	CHF 41.00
9.4206.54	1000 ml	42 mm	220 x 131 mm	10	CHF 63.00
9.4206.63	2000 ml	50 mm	280 x 166 mm	10	CHF 136.45
9.4206.68	3000 ml	50 mm	310 x 187 mm	1	CHF 40.00
9.4206.73	5000 ml	50 mm	365 x 220 mm	1	CHF 87.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 06.05.2024 um 06:56 Uhr.