

Rollenmischer RM2 Bühler



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Hämatologie](#) / [Blutentnahme](#) / [Rotatoren & Rollenmischer](#) / Rollenmischer RM2 Bühler

Produktdaten

Sanfte Kipp- und Rollbewegung für eine vollständige Durchmischung

Lieferumfang Grundgerät

Beladungsmöglichkeiten

- Schüttelbewegung: rotierend, wippend
- Schüttelfläche: 200 x 300 mm
- Max. Beladung: 2kg
- Drehzahl-Regelbereich: 5 - 80 min⁻¹, in 5er Schritten
- Wippwinkel: 3° fix
- Hub am Rollenende: 15 mm
- Abmessungen Rollen: 300 x Ø 32 mm
- Anzahl der Rollen: 6 Stück
- Laufzeit: 0 - 99 h 59 min / Dauerbetrieb

Technische Details

- Elektrischer Anschluss: 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Schutzart: IP 21
- Wärmeabgabe: max. 5 W
- Umgebungstemperatur: 5°C bis 45°C
- Zulässige Feuchte: ~ 85 %
- Aussenmasse: (B x T x H) 244 x 465 x 115 mm
- Gewicht: 7,3 kg

Art.-Nr.	Typ	Preis
17.8180.77	RM2	CHF 1'855.00 CHF 3'020.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 01:50 Uhr.

www.huberlab.ch