


# CO<sub>2</sub>-Inkubator Serie CB-S mit Heissluftsterilisation Binder



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Foodtech & Cuisine](#) / [Foodtech](#) / [Lebensmittelanalytik](#) / [Inkubation](#) / [CO<sub>2</sub>-Inkubator Serie CB-S mit Heissluftsterilisation Binder](#)

## Produktdaten

### Mit Heissluftsterilisation

Die robusten und preiswerten Brutschränke der Serie CB-S sind geeignet für die Routineanwendungen der Zellkultivierung in der Zellproduktion insbesondere im akademischen Bereich. Sie sind kontaminationssicher durch 180 °C Heissluftsterilisation und zuverlässig pH-stabil dank ihrer drifffreien Infrarot-CO<sub>2</sub>-Messung in Echtzeit.

### Vorteile

- Sicher durch maximalem Kontaminationsschutz der Zellkulturen
- Zuverlässig durch konstante Wohlfühl-Bedingungen für die Zellen
- Smart durch einfache Routinereinigung und bequeme Bedienung
- Wirtschaftlich durch sparsamen Betrieb ohne Verbrauchsmaterial

### Wichtige Merkmale

- Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
- Bewährtes Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heissluftsterilisation
- CO<sub>2</sub>-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
- Nahtloser Innenkessel aus Edelstahl mit Sicken als Einschubträger
- Lüfterloser Innenraum mit Venturi-CO<sub>2</sub>-Gasmischdüse
- PID-Controller mit übersichtlichem LCD-Display
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
- Schnittstellen: Ethernet, USB, Potenzialfreier Alarmkontakt

### Optionale Ausstattung

- Kupfer-Innenausstattung bestehend aus Kupfereinschublechen und verkupferter Wasserschale
- Stapeladapter für sichere und platzsparende Aufstellung
- Gasflaschenwechsler zum Anschluss von zwei Gasflaschen an bis zu zwei Inkubatoren

Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Nettogewicht	Innenmasse	Aussenmass e	Preis
----------	-----	--------	--------------	------------	-----------------	-------

17.3880.90	CB-S 170	170 l	96 kg	560x600x50 5 mm	680x870x71 5 mm	CHF 9'636.00
17.3880.91	CB-S 260	267 l	122 kg	620x750x57 5 mm	740x1020x7 85 mm	CHF 13'030.00
17.3880.92	CB-S 170	170 l	96 kg	560x600x50 5 mm	680x870x71 5 mm	CHF 10'258.00

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 19.05.2026 um 05:28 Uhr.