

Ständer und Entsorgungsbeutel Brand







Startseite / Labortops Q2 2024 / Ständer und Entsorgungsbeutel Brand

Produktdaten

Ständer für Entsorgungsbeutel:

Aus Stahldraht, Epoxidharzbeschichtet, mit Gummifüssen. Nicht autoklavierbar. Innerer Durchmesser: 120 mm; Höhe: 250 mm.

- Auch für Vernichtungsbeutel Biohazard (BHB) 200 x 300 mm - Art.-Nr. **7.642 201** Entsorgungsbeutel PP:

Achtung: Nie scharfe Gegenstände wie Injektionsnadeln etc. in Kunststoffbeutel geben! Verletzungsgefahr! Beutel stets unverschlossen autoklavieren. PP: Autoklavierbar (121 °C). Länge 300 mm, Breite 200 mm.

Entsorgungsbeutel PA:

Achtung: Nie scharfe Gegenstände wie Injektionsnadeln etc. in Kunststoffbeutel geben! Verletzungsgefahr! Beutel stets unverschlossen autoklavieren. PA: autoklavierbar (134 °C), heissluftsterilisierbeständig (180 °C). Länge 300 mm, Breite 200 mm.

ArtNr.	Beschreibung	Preis
7.642 201	Entsorgungsbeutel (PP)	CHF 27.05
7.642 211	Entsorgungsbeutel (PA)	CHF 46.88
7.649 600	Ständer für	CHF 9.20
	Entsorgungsbeutel	CHF 16.45

^{*} Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

^{**} Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 29.04.2024 um 08:33 Uhr.