


Polystyrol Abdeckplatten Greiner Bio-One



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [High-Throughput-Screening \(HTS\)](#) / [Abdeckplatten & Folien](#) / [Abdeckplatten](#) / Polystyrol Abdeckplatten Greiner Bio-One

Produktdaten

Aus Polystyrol, mit hohem, flachem oder ultraflachem Profil, alle sterilen Abdeckplatten sind frei von zytotoxischen Stoffen

Abdeckplatten bieten Schutz vor Kontamination und Verdunstung während der Probenlagerung sowie der Zellkultivierung.

Vier verschiedene Abdeckplatten aus Polystyrol sind erhältlich:

1. **Abdeckplatte mit hohem Profil (9 mm)** - das hohe Profil ohne Kondensationsringe wird häufig in Kombination mit nicht TC-behandelten 96 Well Microplatten eingesetzt.
2. **Abdeckplatte mit hohem Profil (9 mm) und Kondensationsringen** - das hohe Profil mit Kondensationsringen empfiehlt sich für Anwendungen in der Zellkultur, da ein verbesserter Gasaustausch eine optimale Versorgung kultivierter Zellen mit Sauerstoff ermöglicht.
3. **Abdeckplatte mit flachem Profil (6 mm)** - das flache Profil empfiehlt sich für 384 Well Standard Microplatten, da der Nüpfcheninhalt gegen Verdunstung und Verunreinigung geschützt ist und die abgedeckte Microplatte seitlich gegriffen, d.h. problemlos in der Automation eingesetzt werden kann.
4. **Universal-Abdeckplatte mit ultraflachem Profil** - die Abdeckplatte mit ultraflachem Profil zeichnet sich durch ihr universelles Design aus und ist mit einer Vielfalt an Microplatten kompatibel. Insbesondere hochformatige Low Profile Microplatten, wie die 384 Well Small Volume™ LoBase oder die 1536 Well Microplatte, können mit der ultraflachen Abdeckplatte verschlossen werden. Die Abdeckplatte ermöglicht einen größtmöglichen Verdunstungsschutz und ist für einen Einsatz in automatisierten Systemen geeignet. Durch Aussparungen im Deckelrand wird die Lesbarkeit von Barcodes verbessert und abgedeckte Microplatten können problemlos seitlich gegriffen und transportiert werden.

Art.-Nr.	Profile / Höhe	Kondensationsrin ge	Verpackung	Preis
7.656 101	hoch / 9 mm	-	100 Pack x 1 Stück	CHF 62.03
7.656 161	hoch / 9 mm	-	100 Pack x 1 Stück	CHF 81.43

7.656 170	hoch / 9 mm	+	100 Pack x 1 Stück	CHF 71.93
7.656 171	hoch / 9 mm	+	100 Pack x 1 Stück	CHF 95.86
7.656 176	11 mm	+	15 Pack x 10 Stück	CHF 106.40
7.656 190	flach / 6 mm	-	10 Pack x 20 Stück	CHF 151.83
7.656 191	hoch / 6 mm	-	10 Pack x 20 Stück	CHF 220.60
7.656 199	127,0/85/7 mm	---	---	CHF 510.04
7.691 101	ultraflach / - mm	-	4 Pack x 25 Stück	CHF 202.44
7.691 161	ultraflach / - mm	-	4 Pack x 25 Stück	CHF 222.25

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 01:04 Uhr.