

# Destillierbrücken nach Claisen mit angesetztem Liebigkühler DURAN



 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Synthese](#) / [Glasapparaturen & Zubehör](#) / [Destillierapparaturen](#) / [Destillierbrücken nach Claisen mit angesetztem Liebigkühler DURAN](#)

## Produktdaten

Aus Borosilikatglas

Destillierbrücken nach DIN 12594, mit Liebig-Kühler und Aufsatz nach Claisen, Gewindeanschlüsse: GL 14 (Kühlwasser) und GL 18 (Vakuum), mit zwei Schliffhülsen NS 14/23 für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm.

Art.-Nr.	Mantellänge	NS-Kern	Preis
5.6437.02	200 mm	14/23	CHF 224.25
5.6437.04	300 mm	14/23	CHF 115.39
5.6437.06	---	---	CHF 177.32
5.6438.02	200 mm	24/29	CHF 113.36
5.6438.04	300 mm	24/29	CHF 260.57
5.6438.06	400 mm	24/29	CHF 134.29
5.6438.08	500 mm	24/29	CHF 142.97
5.6439.02	200 mm	29/32	CHF 229.80
5.6439.04	300 mm	29/32	CHF 199.26
5.6439.06	400 mm	29/32	CHF 207.55
5.6439.08	500 mm	29/32	CHF 214.32

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 01.05.2024 um 02:33 Uhr.