

Pinzette selbstspannend

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Separation](#) / [Filtration](#) / [Filterpapiere & Membranen](#) / [Membranfilter & Zubehör](#) / [Pinzette selbstspannend](#)

Produktdaten

Aus rostfreiem Edelstahl, gebogene Enden

- Zum einfachen und sicheren Handling von Deckgläsern
- Auch für weitere Laborutensilien wie z.B. Filterscheiben nutzbar
- Leichte und einfache Reinigung
- Spitze 6 mm breit

Art.-Nr.	Länge	Preis
13.1730.01	105 mm	CHF 11.25

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 05.05.2024 um 10:56 Uhr.