

Musterbeutel mit Metallverschlussdraht

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Probenahme](#) / [Beutel & Zubehör](#) / [Musterbeutel mit Metallverschlussdraht](#)

Produktdaten

Aus PE, mit und ohne Schriftfeld

- Geschlossener Beutel mit vorperforierter Öffnung
- Folien-Stärke 65 µm
- Gefrierbar bis - 80 °C

Art.-Nr.	Vol.	Schriftfeld	L x B	Preis
15.1123.02	650 ml	-	229 x 140 mm	CHF 232.65
15.1123.04	60 ml	+	127 x 76 mm	CHF 80.50
				CHF 173.25
15.1123.05	150 ml	+	178 x 76 mm	CHF 87.50
				CHF 177.60
15.1123.06	1650 ml	+	305 x 178 mm	CHF 175.12
15.1123.08	4000 ml	+	382 x 254 mm	CHF 304.49
15.1123.09	650 ml	+	229 x 140 mm	CHF 252.60
15.1123.17	2250 ml	+	305 x 254 mm	CHF 265.54

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 27.04.2024 um 20:49 Uhr.

www.huberlab.ch