

# Gas-Kartuschen Butane/Propane Labogaz





## Produkt im eShop

Startseite / <u>Sortiment</u> / <u>Forschung & Entwicklung</u> / <u>Mikrobiologie</u> / <u>Nährmedienzubereitung</u> / <u>Brenner & Zubehör</u> / Gas-Kartuschen Butane/Propane Labogaz

## **Produktdaten**

Typen CV 300 & 470

\*) CV 470 ist mit einem Ventil ausgestattet und abnehmbar, weshalb dies auch an andere Geräte des Types 470, welche speziell für diese Druckdose entwickelt wurden, angeschlossen werden kann!

ArtNr.	Тур	Preis
13.0959.02	CV 470 *)	CHF 17.30
13.0959.03	CV 270	CHF 22.95

### Zubehör

ArtNr.	Beschreibung	Preis
13.7612.01	Gasanzünder automatic	ab CHF 18.35
13.7610.01	Gasanzünder mit Zündstein	ab CHF 0.80
13.1103.01	Drahtdreiecke aus Eisen verzinkt / aus rostfreiem Stahl Usbeck	ab CHF 3.95
13.1100.03	Drahtgewebe Usbeck	ab CHF 7.90
13.1102.01	Drahtgewebe aus Eisen	ab CHF 5.20

### Weitere Produktbilder



- \* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.
- \*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.
- \*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop
- \*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.09.2025 um 07:12 Uhr.