

Kühler nach Dimroth für Extraktoren, mit Oliven Duran



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Umwelttechnologie](#) / [Extraktion](#) / Kühler nach Dimroth für Extraktoren, mit Oliven Duran

Produktdaten

Aus Borosilikatglas

Dimroth-Kühler für Extraktionsapparate, zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern, Wasseranschluss: Oliven.

Art.-Nr.	NS-Kern	für Extraktor Inhalt	Preis
5.6622.02	29/32	30 ml	CHF 155.15
5.6622.04	34/35	70 ml	CHF 170.85
5.6622.06	45/40	100-250 ml	CHF 186.50
5.6622.08	60/46	300-500 ml	CHF 258.00
5.6622.10	71/51	1000 ml	CHF 276.25

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 18:08 Uhr.

www.huberlab.ch