


# Immuno Röhren Greiner Bio-One



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Zellbiologie](#) / [Immunologie](#) / [Röhren für die Immunologie](#) / [Immuno Röhren Greiner Bio-One](#)

## Produktdaten

Hergestellt aus glasklarem Polystyrol.

Immuno Röhren werden häufig für die Bestimmung des Hormonspiegels wie zum Beispiel die Bestimmung TSH (Thyreocyten Stimulierendes Hormon) verwendet. Sie sind mit einer Länge von 75 mm und einem Durchmesser von 12 mm mit oder ohne "Stern", sowohl in MICROLON® 200 als auch in MICROLON® 600 Qualität lieferbar. Der so genannte "Stern" im Boden der Röhren dient der Oberflächenvergrößerung und ermöglicht somit Bindung grösserer Mengen an Antigenen oder Antikörpern.

Art.-Nr.	Bodenform	D x H	Vol.	Bindung	Verpackung	Preis
7.115 001	rund	12 x 75 mm	5 ml	MICROLON® 200 med.	8 Pack x 250 Stück	CHF 195.58
7.115 061	rund	12 x 75 mm	5 ml	MICROLON® 600 high	8 Pack x 250 Stück	CHF 236.56
7.115 070	rund mit Stern	12 x 75 mm	5 ml	MICROLON® 200 med.	8 Pack x 250 Stück	CHF 204.42
7.115 071	rund mit Stern	12 x 75 mm	5 ml	MICROLON® 600 high	8 Pack x 250 Stück	CHF 242.32

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 21.05.2024 um 04:34 Uhr.