

Kryobox ohne Einteilung, B70 GLW

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Boxen](#) / [Röhrchenboxen & Edelstahlgestelle](#) / Kryobox ohne Einteilung, B70 GLW

Produktdaten

Unsere Kryobox ist ein idealer Helfer zum Lagern, Transportieren, Tiefgefrieren und Autoklavieren der Proben.

Die Einteilung der Box kann zum Beispiel durch GLW-Rasterstege aus Polypropylen erfolgen. Die Kryoboxen sind aus Polypropylen hergestellt, dadurch autoklavierbar bis +121°C und bis -90°C tiefgefrierbar. Ein transparenter Deckel bietet einen sofortigen Überblick über den Inhalt. Für lichtempfindliche Proben bieten wir auch eine komplett schwarze Box an.

- **75 mm Boxenhöhe** (B70-Serie)

- Kryobox mit Drainageöffnungen

Die Box mit Drainageöffnung eignet sich u.a. für Gesteinsproben und sperrige Teile. Durch die integrierten Bodenöffnungen wird das Öffnen der GLW-Box bei Tieftemperaturen erleichtert.

- Abmessungen 130 x 130 mm

Art.-Nr.	Farbe	Preis
15.6555.00	natur	CHF 6.10
15.6555.01	blau	CHF 6.70
15.6555.02	grün	CHF 6.68
15.6555.03	rot	CHF 6.68
15.6555.04	gelb	CHF 6.68
15.6555.05	schwarz	CHF 6.94

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
15.6510.01	Label-Holder aus PP + Papiereinsätze GLW	ab CHF 7.95
15.6613.03	Edelstahlgestell mit Klappgriff für Tiefkühltruhen GLW	ab CHF 217.09
15.6612.00	Edelstahlgestell mit Klappgriff für Tiefkühltruhen GLW	ab CHF 122.11
15.6623.02	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 188.26
15.6633.03	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 144.16
15.6693.02	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 171.30
15.6634.03	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 154.34
15.6653.02	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 117.02
15.6673.02	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 136.00

15.6630.03	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 161.12
15.6655.02	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 177.76
15.6654.02	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 128.90
15.6566.00	Edelstahlgestelle mit Klappgriff für Tiefkühltruhen GLW	ab CHF 84.11
15.6567.01	Edelstahlgestelle mit Klappgriff für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 75.00
15.6660.04	Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW	ab CHF 196.74

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.06.2024 um 12:10 Uhr.