

Pipettenspitzen epT.I.P.S. Box Quality™ Eppendorf



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Liquid Handling](#) / [Pipettenspitzen](#) / [Standardtips](#) / [Pipettenspitzen epT.I.P.S. Box Quality™ Eppendorf](#)

Produktdaten

Bei epT.I.P.S. – dem original Eppendorf „Totally Integrated Pipetting System“ – sind die Spitzen optimal auf die Eppendorf-Pipetten abgestimmt. Sie erfüllen selbstverständlich auch die Anforderungen der EN ISO 8655. Das resultiert in minimalen Aufsteck- und Abwurfkräften bei höchster Dichtigkeit. epT.I.P.S.-Pipettenspitzen können auch mit Pipetten anderer Hersteller verwendet werden. Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade sind der sichtbare Ausdruck unserer Produkt- und Produktionsphilosophie.

- Die ergonomisch optimierte Konusgeometrie ermöglicht optimalen Spitzensitz an der Eppendorf-Pipette
- Universell einsetzbar, auch mit Pipettenmodellen anderer Hersteller
- Feine Graduierungen erleichtern die visuelle Überprüfung des pipettierten Volumens
- Lange, schlanke Spitzen erreichen den Boden enger und hoher Gefässe, ohne die Krone des Gefässrands zu berühren
- Fein ausgezogene bzw. verlängerte Spitzen erleichtern die Arbeit mit kleinen Volumina
Verfügbar in fünf Reinheitsgraden: Eppendorf Quality, PCR clean, Eppendorf Biopur®, PCR clean/Sterile (steril und pyrogenfrei)
- Farblich kodierte Trays erleichtern die Volumenerkennung und die Zuordnung der entsprechenden Eppendorf-Pipette
- Kontaminationsfreier Transfer der Trays in die standfeste Arbeitsbox
- System auch für Mehrkanalpipetten optimiert
- Farbkodierte Trays für die einfache Identifikation der Spitzen und der passenden Eppendorf Pipette
- Spitzenentnahme direkt aus der Verpackung möglich
- Trays und Boxen auf Vorrat autoklavierbar

Art.-Nr.	Vol.	Verpackungseinheit	Länge	Preis
11.4861.08	0,1 - 20 µl	Mehrwegbox inkl. 96 Tips	40 mm	CHF 51.05
11.4861.09	---	---	---	CHF 57.70

11.4861.10	0,1 - 10 µl	Mehrwegbox inkl. 34 mm 96 Tips	CHF 49.70
11.4862.35	0.5 - 20 µl	Mehrwegbox inkl. 46 mm 96 Tips	CHF 41.90
11.4862.40	20 - 300 µl	Mehrwegbox inkl. --- 96 Tips	CHF 41.90
11.4862.41	2 - 200 µl	Mehrwegbox inkl. --- 96 Tips	CHF 41.90
11.4862.42	50 - 1000 µl	Mehrwegbox inkl. --- 96 Tips	CHF 41.90
11.4862.44	50 - 1250 µl	Mehrwegbox inkl. --- 96 Tips	CHF 47.35
11.4862.47	100 - 5000 µl	Mehrwegbox inkl. --- 24 Tips	CHF 49.70
11.4862.49	50 - 1250 µl	Mehrwegbox inkl. --- 96 Tips	CHF 60.40

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
11.3734.52	Pipettenspitzen epT.I.P.S. Reloads Quality™ Eppendorf	ab CHF 70.00
11.3753.15	Pipettenspitzen epT.I.P.S. Racks Eppendorf	ab CHF 51.10

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

www.huberlab.ch