

Autoklaven Vacuklav - B Klasse Melag



 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Sicherheit & Hygiene](#) / [Desinfektion](#) / [Desinfektionsgeräte](#) / [Kleinautoklaven](#) / [Autoklaven](#)
Vacuklav - B Klasse Melag

Produktdaten

Vacuklav 23 B+

- Viel Platz für Ihre Instrumente
- Mit der gleichen technischen Ausstattung wie der Vacuklav 31 B+ bietet der Vacuklav 23 B+ als "Klasse B" - Autoklav mehr nutzbaren Innenraum, da er über einen 10cm tieferen Innenraum (45 cm, Volumen 22 Liter) verfügt. So können auch längere Instrumentensets sicher sterilisiert werden.
- Dank des patentierten Luftkühlungssystems ist der Vacuklav 23 B+ ein echter "stand-alone" - Autoklav, zum Betrieb ist nur eine Steckdose erforderlich.
- Die starke Vakuumpumpe und der leistungsfähige Dampferzeuger sorgen für kurze Zykluszeiten, so dass im "Schnell B"-Programm einfach verpackte Hohlkörper-Instrumente nach nur 25 Minuten trocken entnommen werden können.
- Die integrierte Überwachung des Speisewassers und die elektronische Steuerung des Vacuklav 23 B+ vermeiden Bedienfehler und sichern die hohe Qualität der Sterilisation und die maximale Schonung Ihrer Instrumente.

Vacuklav 31 B+

- Zuverlässiger Dauerläufer
- Nicht nur die patentierte Luftkühlung der Vakuumpumpe, sondern auch die Zuverlässigkeit und die einfache Bedienung zeichnen diesen Allrounder aus.
- Gleichzeitig steht das innovative Konzept des Vacuklav 31 B+ für schnelle Betriebszeiten, vielseitige Möglichkeiten der Dokumentation und Sicherheit.
- Die integrierte Überwachung des Speisewassers und die elektronische Steuerung des Vacuklav 31 B+ vermeiden Bedienfehler und sichern die hohe Qualität der Sterilisation und die maximale Schonung Ihrer Instrumente.
- In der kompakten Sterilisierkammer (Tiefe 35 cm, Volumen 17 Liter) können bis zu 5 kg Instrumente auf 5 Trays sterilisiert werden.
- Im Autoklaven bereits integriert sind zwei besonders ergonomische Wasserbehälter (für frisches und bereits verwendetes aqua dem) sowie die für Qualitätssicherung wichtige

Überprüfung der Wasserqualität.

Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Aussenmass e (BxHxT)	Innen-Ø x T	Tablett	Preis
17.1114.23	23-B+	22 l	425 x 720 x 485 mm	250 x 450 mm	max. 5	CHF 8'750.00
17.1114.31	31-B+	18 l	425 x 570 x 485 mm	250 x 350 mm	max. 5	CHF 8'750.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.1114.42	Autoklaven MELAG Vacuclav-B Zubehör	ab CHF 863.00
17.1111.15	Sterilisierbehälter zu MELAG Autoklaven	ab CHF 410.00
17.1111.04	Tablare aus Edelstahl zu MELAG - Autoklaven	ab CHF 150.70
17.1111.40	Filterpapier Einweg zu MELAG - Sterilisierbehältern	ab CHF 51.24
15.3505.02	Klarsicht-Sterilisierverpackung "MELAfol"	ab CHF 116.71
15.5370.30	Klarsichtbeutel mit Seitenfalte	ab CHF 27.00
15.5400.20	Klarsichtrolle Papier/Plastik	ab CHF 55.00
15.5370.07	Klarsichtschläuche mit Seitenfalte	ab CHF 112.75
15.5370.12	Klarsichtbeutel ohne Seitenfalte	ab CHF 90.00
15.5370.01	Klarsichtschläuche ohne Seitenfalte	ab CHF 55.10

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 22:08 Uhr.