

Medienpräparatoren MediaPrep Systemc

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikrobiologie](#) / [Nährmedienzubereitung](#) / [Autoklaven](#) / [Medienpräparatoren MediaPrep Systemc](#)

Produktdaten

Zur Aufbereitung und Sterilisation von Nähr- und Sterillösungen inklusive verstärkter Heizleistung, Schnellrückkühlung, Magnetrührwerk, Innenbehälter, temperaturverriegeltem Abfüllstutzen und Durchführung zur Zugabe von Additiven. Auch als normaler Autoklav einsetzbar.

Art.-Nr.	Typ	Inhalt	I-Masse ØxT	Aussenmass e	Sterilisiertem p. bis	Preis
17.1115.50	S-MP 10	17 l	296 x 250 mm	550 x 655 x 530 mm	136 °C	auf Anfrage
17.1115.51	S-MP 20	31 l	296 x 450 mm	550 x 655 x 765 mm	136 °C	auf Anfrage
17.1115.52	S-MP 30	41 l	296 x 650 mm	550 x 655 x 965 mm	136 °C	auf Anfrage
17.1115.55	S-MP 45	60 l	400 x 488 mm	550 x 775 x 1000 mm	136 °C	auf Anfrage
17.1115.56	S-MP 65	86 l	400 x 693 mm	550 x 775 x 1130 mm	140 °C	auf Anfrage
17.1115.57	S-MP 90	119 l	500 x 615 mm	650 x 895 x 1030 mm	140 °C	auf Anfrage
17.1115.58	S-MP 120	156 l	500 x 795 mm	650 x 895 x 1160 mm	140 °C	auf Anfrage

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 15:05 Uhr.

www.huberlab.ch