

Pipettenhalter GILSON

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Liquid Handling](#) / [Pipettieren](#) / [Manuelle Pipetten](#) / [Pipettenhalter GILSON](#)

Produktdaten

für Pipetman bzw. Microman

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
2.8400.05	Wandhalterung selbstklebend für 1 Pipette	CHF 30.00
2.8400.06	Trio-Pipettenhalter	CHF 136.00
2.8400.07	Karussell für 7 Gilson-Pipetten Pipetman oder Microman	CHF 183.00
2.8400.17	Universalständer Multikanalpipette für 1 Pipette, PVDF	CHF 63.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
----------	--------------	-------

2.8500.10	Pipettenspitzen DIAMOND EASYPACK Gilson	ab CHF 51.00
2.8515.02	Pipettenspitzen GILSON Steril Pack	ab CHF 644.00
2.8510.00	Pipettenspitzen Diamond TIPACK Gilson	ab CHF 84.48
2.8400.01	Pipettenspitzen Diamond ECOPACK Gilson	ab CHF 31.00
2.8520.02	Pipettenspitzen GILSON TIPACK steril	ab CHF 97.92

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 14.05.2024 um 10:57 Uhr.