

Transferpette S Typ Variabel Einkanal- Mikroliterpipette Brand



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Liquid Handling](#) / [Pipettieren](#) / [Manuelle Pipetten](#) /
Transferpette S Typ Variabel Einkanal-Mikroliterpipette Brand

Produktdaten

Die Kolbenhubpipetten Transferpette® S sind die perfekten manuellen Pipetten für anspruchsvolle

Anwendungen im Labor. Sie besitzen alle Eigenschaften, die von Anwendern im Life Science Bereich gefordert werden: Robustheit, echte Einhand-Bedienung, komplette Autoklavierbarkeit, hohe Genauigkeit und Easy Calibration-Technik für lang anhaltende Zuverlässigkeit.

- Zentraler, grosser Pipettierknopf und separate Abwerferfunktion
- Ergonomischer Fingerhaken zur Entlastung der Hand
- Echte Einhand-Bedienung
- Volumenverstellerschutz
- Komplette bei 121°C autoklavierbar (2 bar), nach DIN EN 285.
- 4-stellige Volumenanzeige für höchste Genauigkeit, stets gut ablesbar.
- Mit Easy Calibration-Technik: Justieren ohne Werkzeug - Änderung der Werkseinstellung von aussen deutlich sichtbar

- Kurzer Hubweg von nur 12,5 mm zur Reduzierung des Risikos von RSI
- Korrosionsbeständige Kolben und Abwerfer
- Digital- und Fixvolumen-Modelle im Volumenbereich von 0,1 l bis 10 ml
- Color-Code zur einfachen Auswahl der passenden Pipettenspitze
- CE- IVD-konform / UV-beständig

Lieferumfang

Transferpette® S Typ Variabel / Typ Fix, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter und Silikonöl.

Art.-Nr.	Vol.	Tol.<±/%	V*<%	Für Spitzen	Farbe	Preis
2.7047.68	0,1 - 1 µl	2	1,2	0,1 - 20 µl	grau	CHF 407.10
2.7047.69	0,1 - 2,5 µl	1,4	0,7	0,5 - 20 µl	grau	CHF 407.10
2.7047.70	0,5 - 10 µl	1	0,5	0,5 - 20 µl	grau	CHF 407.10
2.7047.72	2 - 20 µl	0,8	0,4	2 - 200 µl	gelb	CHF 394.45
2.7047.74	10 - 100 µl	0,6	0,2	0,1 - 20 µl	gelb	CHF 394.45
2.7047.78	20 - 200 µl	0,6	0,2	2 - 200 µl	gelb	CHF 394.45
2.7047.80	100 - 1000 µl	0,6	0,2	50 - 1250 µl	blau	CHF 394.45
2.7047.82	500 - 5000 µl	0,6	0,2	0,5 - 5 ml	rot	CHF 407.10
2.7047.84	1000 - 10000 µl	0,6	0,2	1 - 10 ml	hellblau	CHF 407.10

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
2.7048.05	Ständer und Halter Transferpette® S (Modell ab 2020) / Transferpette® electronic Brand	ab CHF 17.15
2.7053.97	Filter zu Transferpette®	ab CHF 11.75

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 17:18 Uhr.

www.huberlab.ch