

Gewinde- und Kegelschliffadapter aus PP

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikrobiologie](#) / [Liquid Handling](#) / [Dispenser](#) / [Gewinde- und Kegelschliffadapter aus PP](#)

Produktdaten

Art.-Nr.	GL	Preis
2.1090.25	25	CHF 15.64
2.1090.28	28	CHF 20.95
2.1090.30	30	CHF 15.64
2.1090.33	33	CHF 24.24
2.1090.36	36	CHF 24.24
2.1090.38	38	CHF 18.67
2.1090.40	40	CHF 19.71
2.1090.45	45	CHF 20.68
2.1090.52	52	CHF 159.32
2.1090.55	55	CHF 172.98
2.1090.60	60	CHF 180.96
2.1090.61	---	CHF 180.96
2.1090.65	65	CHF 204.57
2.1090.75	75	CHF 263.78
2.1092.19	---	CHF 27.49
2.1092.24	---	CHF 27.49
2.1092.29	---	CHF 30.75
2.1092.45	---	CHF 51.92
2.1092.60	---	CHF 88.45

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 04:33 Uhr.

www.huberlab.ch