

HUBERLAB. Magnetrührstäbchen oval

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Synthese](#) / [Heizmäntel & Heizplatten](#) / [Heizplatten & Magnetrührer](#) / HUBERLAB. Magnetrührstäbchen oval

Produktdaten

PTFE überzogener Magnetkern (Alnico 5), universelle chemische Beständigkeit. Anwendungen : Eiform-Magnet-Rührstäbe sind ideal für Rundkolben. Ihre Form ähnelt der des Kolbens und gewährleistet ein vollständiges Vermischen. Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +250°C

Art.-Nr.	D x L	Für Rundkolben	Preis
13.1126.01	10 x 20 mm	25 ml	CHF 4.65
13.1126.02	12 x 25 mm	50 ml	CHF 5.40
13.1126.03	15 x 30 mm	100 ml	CHF 12.95
13.1126.04	20 x 40 mm	500 ml	CHF 11.05
13.1126.05	20 x 50 mm	1000 ml	CHF 28.35
13.1126.06	20 x 70 mm	10000 ml	CHF 35.70
13.1126.07	---	---	CHF 25.60

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
13.1130.00	HUBERLAB. Magnetrührstabentferner	ab CHF 20.30

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 29.04.2024 um 06:30 Uhr.

www.huberlab.ch