

PARAFILM® M Verschlussfolie

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Folien](#) / [Parafilm](#) / PARAFILM® M Verschlussfolie

Produktdaten

Lässt sich bis zu 200% dehnen und schmiegt sich auch um unregelmässige Formen und Oberflächen, frei von Weichmachern und besteht im Wesentlichen aus Polyolefinen und Paraffinwachsen

- Entspricht den Anforderungen der FDA bei Verwendung unter 55°C, sowie Beachtung der GMP (Good Manufacturing Practice)
- Dauergebrauchstemperatur: -45°C bis +50°C
- Bis zu 48 Std. beständig gegen viele polare Substanzen, wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen. Nach dieser Zeitspanne kann Versprödung auftreten.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Preis
15.1550.01	50 mm	75 m	CHF 73.20
15.1550.02	100 mm	38 m	CHF 49.00
15.1550.03	100 mm	75 m	CHF 130.00
15.1550.10	500 mm	15 m	CHF 150.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
15.1551.01	Spender für Verschlussfolien Parafilm® M	ab CHF 346.90
15.1551.03	Parafilm Spender	ab CHF 11.41
15.1551.02	Parafilm-Spender aus Acrylglas	ab CHF 195.15
15.1551.15	Box Top Parafilm® M Spender	ab CHF 23.90

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 29.04.2024 um 12:54 Uhr.

www.huberlab.ch