

## Halbmikro-Küvette aus Schwarzglas OS



www.huberlab.com



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Spektralphotometer](#) / [Küvetten](#) / [Küvetten aus Glas & Quarz](#) / [Halbmikro-Küvette aus Schwarzglas OS](#)

**Produktdaten**

Art.-Nr.	Schichttiefe	Aussenmasse (BxHxT)	Vol.	Preis
6.1048.10	10 mm	12,5 x 45 x 12,5 mm	1000 µl	auf Anfrage

## Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
6.3095.00	Küvettenständer, PP Brand	ab CHF 17.80
6.6005.00	Küvettenaufbewahrungsbehälter - KÜVIBOX	ab CHF 111.17
6.6005.10	Küvettschleuder KS 8 CE	ab CHF 1'900.00
6.4005.01	Reinigungskonzentrat - HELLMANEX III	ab CHF 116.21
6.6001.01	Küvettenpüler - VAKUWASCH	ab CHF 1.36

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 27.04.2024 um 18:45 Uhr.