

Laborflaschen DURAN® Square (Vierkant) Klasklar DWK

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Probenahme](#) / [Laborflaschen](#) / Laborflaschen DURAN® Square (Vierkant) Klasklar DWK

Produktdaten

DURAN® Vierkant-Laborflaschen haben eine platzsparende Form, die den Vorteil einer dichten und effizienten Verpackung bietet. Mit bis zu 20 % Platzersparnis im Vergleich zu herkömmlichen runden Flaschen. Ideal für den Versand und die Lagerung von stark nachgefragten Materialien. Für die Reagenzienversorgung von Geräten, bei denen der Platz auf dem Labortisch knapp ist. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem, USP/EP Typ I DURAN® Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein ausgezeichnetes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe bekannt ist. Die Flaschen verfügen über eine leicht ablesbare Volumenskala und ein Markierungsfeld aus permanenter weisser Emaille. Permanenter Retrace Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge. DURAN® Vierkantflaschen werden komplett mit ikonischer blauer Polypropylenkappe und tropffreiem Ausgiessring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind vollständig autoklavierbar bei 121 oder 134 °C. Multifunktionale Laborflaschen aus Glas mit quadratischer, platzsparender Form.

- mit DIN 168-1 Gewindeabstufung
- Ergonomische Handhabung, hohe Stabilität und gute Stapelbarkeit durch eckige Form
- Spart Platz und Kosten in Autoklaven, Trockenschränken, Öfen, Lager oder Waschmaschinen
- Standardisiertes GL-Gewinde und passendes Kappensystem für besonders dichtes Verschliessen und einfaches, sauberes Ausgiessen
- Leicht ablesbare Skala mit Teilstrichen zum Abschätzen des Inhalts
- Aufgebrannte, hochbeständige weisse Keramik

Art.-Nr.	Volumen	Gewinde GL	D x H	Ausführung	Preis
8.2024.01	100 ml	32	50 x 109 mm	ohne PP-Schraubverschluss und Ausgiessring	CHF 75.50
8.5820.24	100 ml	32	50 x 109 mm	mit PP-Schraubverschluss und Ausgiessring	CHF 11.20
8.5820.36	250 ml	45	64 x 143 mm	mit PP-Schraubverschluss und Ausgiessring	CHF 12.60

8.5820.44	500 ml	45	78 x 181 mm	mit PP-Schraubverschluss und Ausgiessring	CHF 15.75
8.5820.54	1000 ml	45	94 x 222 mm	mit PP-Schraubverschluss und Ausgiessring	CHF 22.35
8.8834.01	250 ml	45	64 x 143 mm	ohne PP-Schraubverschluss und Ausgiessring	CHF 89.00
8.8842.01	500 ml	45	78 x 181 mm	ohne PP-Schraubverschluss und Ausgiessring	CHF 120.50
8.8843.01	1000 ml	45	94 x 222 mm	ohne PP-Schraubverschluss und Ausgiessring	CHF 185.50

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
9.0054.46	Zubehör zu Laborflaschen GL 45 SIMAX	ab CHF 1.05
8.5806.08	DURAN® Hochtemperatur-Schraubkappe und Ausgiessringe, DWK	ab CHF 2.05
9.9227.05	Schraubverbindungsverschluss Duran® DWK	ab CHF 1.10
8.5804.13	Schraubverschlüsse / Ausgiessringe Duran® DWK	ab CHF 0.75
8.5813.42	DG Safety Waste Caps	ab CHF 201.54
14.3406.01	Schraubverbindungskappe GL 32	ab CHF 17.00
8.5813.32	DG Safety Caps GL 45 Duran	ab CHF 251.88

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 02:39 Uhr.