

Suspensionskultur Filter Top Flaschen CELLSTAR® Greiner Bio- One

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Zellbiologie](#) / [Zellkultur Verbrauchsmaterial](#) / [Zellkultur Flaschen](#) / [Suspensionskultur Filter Top Flaschen CELLSTAR® Greiner Bio-One](#)

Produktdaten

Hydrophobe Oberfläche, ideal für Suspensionskulturen, Hybridomzellen und embryonale Stammzellen

- Suspensionskultur Flaschen mit Filter-Schraubverschluss weiss mit Kapillarporenmembran 0,2 µm
- Beidseitige Graduierung
- Zusätzliche Standard-Schraubverschlüsse (ohne Filter) in jedem Karton, weiss
- Schräger Flaschenhals
- Steril und anwenderfreundlich verpackt

| Art.-Nr. | Vol. | TC-behandelt | Standard Schraubverschluss | Verpackung | Preis |
|-----------|--------|--------------|----------------------------|--------------------|------------|
| 7.658 195 | 250 ml | -/Suspension | weiss | 24 Pack x 5 Stück | CHF 498.54 |
| 7.661 195 | 650 ml | -/Suspension | weiss | 10 Pack x 4 Stück | CHF 277.96 |
| 7.690 195 | 50 ml | -/Suspension | weiss | 20 Pack x 10 Stück | CHF 548.66 |

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 00:10 Uhr.