

Regenerationsservice - umweltfreundlich!



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Wasseraufbereitung](#) / [Ionenaustauscher & Service](#) /
Regenerationsservice - umweltfreundlich!

Produktdaten

Aufgrund ausgewählter Qualitätsharze ist eine nahezu unbegrenzte Regenerierfähigkeit gewährleistet. Inbegriffen ist der Transport von Ihnen zu unserer Regenerationsstation, die Regeneration der Harze sowie der Transport zurück zu Ihnen. Profitieren Sie von unserem Abo-Heft.

Art.-Nr.	Patronen-Grösse	Preis
16.0000.01	DI 750	CHF 193.00
16.0000.02	DI 800	CHF 193.00
16.0000.03	DI 1900	CHF 286.00
16.0000.04	DI 2000	CHF 286.00
16.0000.05	DI 2800	CHF 319.00
16.0000.06	DI 4000	CHF 319.00
16.0000.11	DI 1500	CHF 193.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 16:24 Uhr.