

Umlaufkühler FL + FLW Julabo



 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Kälte- & Wärmetechnik](#) / [Kühl- & Gefriergeräte](#) / [Umlaufkühler](#) / [Umlaufkühler FL + FLW Julabo](#)

Produktdaten

- Ergonomisches Design und einfache Bedienung
- Spritzwassergeschützte Folientastatur mit integriertem Netzschalter
- Große, leuchtstarke LED-Temperaturanzeige
- Zuverlässige Mikroprozessor-PID-Temperaturregelung
- Füllstandsanzeige
- Dauerbetriebssichere, leistungsstarke Eintauchpumpen
- Zulässige Rücklauftemperatur +80°C
- Einfache Befüllung von oben durch aufklappbare Einfüllöffnung
- Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Signal
- Integrierte Edelstahl-Badgefäße
- Abnehmbares Lüftungsgitter zur leichten Reinigung des Verflüssigers
- Leicht zugänglicher Ablaufhahn an Frontseite
- Keine seitlichen Lüftungsschlitze
- RS232 Schnittstelle für direkten PC-Anschluß
- IP-Klasse nach IEC 60529: 21
- Alarmausgang, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
- **FLW: wassergekühlt**

Art.-Nr.	Temp.	Fördermenge min. (ml/min)	Pumpe (bar)	Typ	Temp.Konst.	Preis
17.9660.03	-20 ... +40 °C	15	0,35	FL300	+/- 0,05 °C	CHF 4'554.00
17.9660.06	-20 ... +40 °C	23	1,0	FL601	+/- 0,05 °C	CHF 6'122.00
17.9660.08	-20 ... +40 °C	23	1,0	FL1201	+/- 0,05 °C	CHF 7'779.00
17.9660.10	-20 ... +40 °C	40	0,5 - 3,0	FL1203	+/- 0,5 °C	CHF 8'818.00
17.9660.12	-20 ... +40 °C	23	1,0	FL1701	+/- 0,5 °C	CHF 8'418.00
17.9660.14	-20 ... +40 °C	40	0,5 - 3,0	FL1703	+/- 0,5 °C	CHF 9'327.00
17.9660.20	-20 ... +40 °C	23	1,0	FLW1701	+/- 0,5 °C	CHF 10'075.00
17.9660.21	-20 ... +40 °C	40	0,5 - 3,0	FLW1703	+/- 0,5 °C	CHF 10'753.00
17.9660.25	-20 ... +40 °C	40	0,5 - 3,0	FL2503	+/- 0,5 °C	CHF 12'288.00
17.9660.26	-15 ... +40 °C	60	0,5 - 6,0	FL2506	+/- 0,5 °C	CHF 13'778.00
17.9660.30	-20 ... +40 °C	40	0,5 - 3,0	FL4003	+/- 0,5 °C	CHF 14'448.00
17.9660.31	-20 ... +40 °C	60	0,5 - 6,0	FL4006	+/- 0,5 °C	CHF 16'235.00
17.9660.40	-20 ... +40 °C	40	0,5 - 3,0	FLW2503	+/- 0,5 °C	CHF 13'255.00
17.9660.41	-15 ... +40 °C	60	0,5 - 6,0	FLW2506	+/- 0,5 °C	CHF 15'190.00
17.9660.42	-20 ... +40 °C	40	0,5 - 3,0	FLW4003	+/- 0,5 °C	CHF 16'087.00
17.9660.43	-20 ... +40 °C	60	0,5 - 6,0	FLW4006	+/- 0,5 °C	CHF 17'725.00
17.9660.50	-20 ... +40 °C	60	0,5 - 6,0	FL7006	+/- 0,5 °C	CHF 21'298.00
17.9660.51	-20 ... +40 °C	60	0,5 - 6,0	FL11006	+/- 0,5 °C	CHF 26'543.00
17.9660.52	-20 ... +40 °C	60	0,5 - 6,0	FLW7006	+/- 0,5 °C	CHF 22'788.00
17.9660.53	-20 ... +40 °C	60	0,5 - 6,0	FLW11006	+/- 0,5 °C	CHF 26'665.00
17.9660.60	-20 ... +40 °C	80	0,8 - 6,0	FL20006	+/- 0,5 °C	CHF 36'636.00
17.9660.61	-20 ... +40 °C	80	0,8 - 6,0	FLW20006	+/- 0,5 °C	CHF 38'275.00
28.9660.21	-20 ... +40 °C	40	0,5 - 3,0	FL1703	+/- 0,5 °C	CHF 9'470.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.9400.20	Temperierflüssigkeiten für Kälte-, Wärmethermostate und Umlaufkühler Julabo	ab CHF 155.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 09:13 Uhr.