

# Klappstecher

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Probenahme](#) / [Probenehmer Feststoffe](#) / Klappstecher

## Produktdaten

Probenstecher für Allschichtproben von viskosen, pastösen, breiartigen Substanzen, nach DIN 51750 pt. 3 und DIN 53242 pt. 3. Insbesondere bei pastenartigen Stoffen bleiben unterschiedliche Schichten erhalten.

- Edelstahl V4A
- 32 mm Ø
- Optimierter Öffnungsmechanismus (vollständig zerlegbar) zur leichten Reinigung

### Anwendung

Bei zähflüssigen Stoffen:

1. Klappstecher wird geschlossen bis zum Boden geführt.
2. Geöffnet, geschlossen und wieder herausgezogen.

Bei pastenartigen Stoffen:

1. Klappstecher wird geöffnet bis zum Boden geführt.
2. Geschlossen und wieder herausgezogen.

Art.-Nr.	Ausführung	Preis
15.5359.01	Klappstecher Edelstahl V4A, Länge 550 mm	CHF 1'977.10
15.5359.02	Klappstecher Edelstahl V4A, Länge 800 mm	CHF 2'470.75

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 15.05.2026 um 12:40 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)