

Pipettenspitzen mit Bördelrand im Beutel Trefflab

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Liquid Handling](#) / [Pipettenspitzen](#) / [Standardtips](#) / [Pipettenspitzen mit Bördelrand im Beutel Trefflab](#)

Produktdaten

Autoklavierbar (121°C / 20 min.)

- Die Produktion in Reinräumen und das automatische Verpacken garantieren höchste Qualität
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen, ohne Einsatz von Weichmachern
- Eingesetzte Farbpigmente sind cadmiumfrei
- In verschiedenen Verpackungsformaten erhältlich: Beutel, Boxen und Nachfüll-Racks
- Die Spitzen sind randlos und mit Bördelrand erhältlich
- Die TreffLab Tips passen auf die TreffLab Pipetten und sämtliche anderen gebräuchlichen Einkanal- und Mehrkanalpipetten
- Einsatz umweltfreundlicher Verpackungssysteme

Art.-Nr.	Vol.	Farbe	Karton	Preis
2.9030.05	1000 µl	farblos	14000	CHF 27.84

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
2.9024.01	Kassetten für Pipettenspitzen aus PC Trefflab	ab CHF 25.41
2.9025.01	Pipettenspitzen randlos Ecotip-Box PP Trefflab	ab CHF 8.74
2.9026.02	Pipettenspitzen Trefflab Ecotip-Box PC	ab CHF 28.03
2.9031.02	Kassetten für Pipettenspitzen Trefflab PC	ab CHF 3.86

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 19:11 Uhr.

www.huberlab.ch